

*Apat Irsa 29/2003 - 7010 C*

**Scheda 9 : Chromogenic Coliform medium**

Miscela cromogenica	20,3 g
Estratto di lievito	3 g
Peptone	5 g
Lattosio	2,5 g
Sodio cloruro	5 g
Sodio fosfato monoacido	3,5 g
Potassio fosfato biacido	1,5 g
Rosso neutro	0,03 g
Agar	15 g
Acqua distillata	1000 mL
pH 6,8±0,2	

Il terreno si trova anche in commercio in forma disidratata e si prepara secondo le istruzioni della ditta produttrice. Dopo avere sciolto la polvere sterilizzare a  $121\pm 3^{\circ}\text{C}$  per  $15\pm 1$  minuti. Distribuire in capsule Petri e lasciare solidificare. Conservare a circa  $+4^{\circ}\text{C}$  per non più di 2 settimane in condizioni ottimali.

.