

Scheda 45 : Selenite cistine broth

5.2 - Brodo Selenite cistina (Selenite cistine broth)

Peptone	g	5
Lattosio	g	4
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato	g	10
Sodio selenio acido	g	4
L-cistina	g	0,01
Acqua distillata	ml	1000

Preparazione:

Sciogliere 23 g di terreno in polvere in 1000 ml di acqua distillata, riscaldare a meno di 95°C. Non autoclavare. Preparare al momento dell'uso.